

AMBUJET 1000 B 20G

Aspiratore di secreti portatile

Con fissaggio a parete 20G



Aspiratore di secreti dagli ingombri ridotti, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta. La base svolge la funzione di fissaggio in conformità alla normativa EN 1789.

Caratteristiche specifiche

- Peso e ingombri contenuti
- Rapida visualizzazione del vuoto impostato grazie ai led luminosi
- Meccanismo di aggancio e sgancio dalla base estremamente rapido
- Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso
- Base d'appoggio ampia per offrire la massima stabilità
- Aspiratore protetto dalla scocca anti urto
- Comandi semplici e intuitivi

Dotazione di serie

- Fissaggio 20G
- Batteria
- Vaso Serres con sacca monouso
- Tubo paziente monouso 1,8 m
- Tracolla per trasporto aspiratore

Accessori/Ricambi di consumo

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| SC75012E | Borse laterali per Jet |
| SC73017E | Alimentatore 220V |
| RISC006B | Tubo c/raccordo per vasi Serres |
| SC73016E | Catetere aspirazione 1,8m sterile |
| SC75018E | Confezione 36 sacche monouso |
| SC75022 | Cavo aliment. Connettore maschio BS |

Conforme a

- ISO 10079-1
- EN 1789

Dati tecnici

Dimensioni Jet	200x225x285 ± 5 mm
Dimensioni Jet c/gancio	200x250x320 ± 5 mm
Peso c/gancio	3,1 ± 0,1 kg
Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Livello acustico	70 db
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max
Protezione ingresso fluidi	IP12
Batteria	12V DC Ni-MH
Durata batteria	Max 45-60min a flusso libero
Tempo di ricarica batteria	5 h
Modalità d'uso	30 min. ON, 30 min. OFF
Capacità vaso	1000 ml
Tubo paziente	1,8 m
Temp. d'uso	Da 0°C a +45°C
Temp. di stoccaggio	Da - 40°C a +70°C
Umidità	Da 0 a 95%

DM Ass. secondo la Dir. 93/42/CEE

AMBUJET 1000 B 20G

SC75710B



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it